



# SEPTOJECT XL

## Aiguilles à diamètre interne plus large



- La lumière interne élargie nécessite moins d'efforts pour injecter\*
- Anesthésiques locaux injectés avec moins de pression\*
- Stérilisée par rayonnement gamma



- Aiguilles dentaires stériles silicoonnées avec repérage de biseau à large diamètre intérieur

# EN SAVOIR PLUS...

**Aiguille Septoject**      **Aiguille Septoject XL**




## Type d'aiguille

## Dimension

Para-apicale / Courte	0,4 (27 G) x 16 mm	●
Para-apicale / Longue	0,4 (27 G) x 21 mm	●
Intraseptale / Type II	0,4 (27 G) x 8 mm	●
Para-apicale / Courte	0,3 (30 G) x 16 mm	●
Para-apicale / Longue	0,3 (30 G) x 21 mm	●
Intraligamentaire	0,3 (30 G) x 12 mm	●

Boîte de 100 aiguilles



\*Débit en fonction de la pression appliquée et du diamètre interne du tube :  $Q$  (débit en m<sup>3</sup>/seconde) =  $V \times \text{Pression}(\text{bar}) \times \text{Surface}(\text{m}^2)$

Veuillez consulter les indications et la notice d'utilisation de Septoject XL sur notre site internet [www.septodont.fr](http://www.septodont.fr)

Dispositif médical de Classe IIa réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Organisme certificateur CE0459 GMED. Fabricant : Septodont - France Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.



**Septodont**

58, rue du Pont de Créteil  
94100 Saint-Maur-des-Fossés - France

Tél. : 01 49 76 70 02

[www.septodont.fr](http://www.septodont.fr)

